

## 【設置前にお読みください】

気温が下がる10月から3月頃、寒い所から設置場所に来て直ぐに手のひらで検温をおこなうと測定エラーの原因になります。音声フィードバックが再検温を促す為、スムーズな検温の流れを維持する為には、気温の下がる10月から3月頃まで音声フィードバック機能をオフにすることをお勧めします。

### 【メニューFキーの設定】

Ⓢ ボタンを長押しして、Ⓜ ボタンでFメニュー選択  
音声フィードバック機能のオン／オフは F3 です。

#### F3: 音声フィードバック機能のオン／オフ

- Ⓡ と Ⓣ ボタンでオン／オフ切替。
- 設定後、Ⓢ ボタンを押して保存・終了します。



※○印が設定用ボタン

※AC電源を抜くと音声フィードバック機能がオンに戻りますのでご注意ください。(オンが標準です。)